

www.riocath.cz



RIOCATH GLOBAL, A.S.
PODBABSKÁ 1112/13
160 00 PRAHA 6
CZECH REPUBLIC

 RIOCATH.CZ
 RIOCATH
 RIOCATH
 RIOCATH GLOBAL
 RIOCATH GLOBAL



*MUDr. Miroslav Svoboda,
autor projektu a vynálezce*

RIOCATH

REVOLUČNÍ
KATETRY
NOVÉ
GENERACE

Reversaly Inside-Out CATHeter

KATETR NOVÉ GENERACE

Katetr RIOCATH® je nový a revoluční typ katetru, který má ambice změnit mnoho věcí k lepšímu, a to nejen ve zdravotnictví. Pryč s bolestivým zaváděním, zavlečenou infekcí nebo nákladnou výrobou.

12 let výzkumu a vývoje

65+ národních patentů k základnímu vynálezu



MUDr. Miroslav Svoboda, vynálezce a autor projektu



MUDr. Jan Neumann, vedoucí lékař CHJIP Chirurgické kliniky 2. LF UK v FN Motol, hovoří o zkušenostech nasazení katetru RIOCATH® do praxe.

OVEŘENO V PRAXI U PACIENTŮ

„Máme zkušenosti s desítkami pacientů, ani jednou jsme nezaznamenali infekci močových cest. U všech pacientů zcela vymizel nepříjemný bolestivý pocit při zavádění.“


**ISO 9001
ISO 13485**

GLOBALNĚ PATENTOVANÁ TECHNOLOGIE

**CERTIFIKOVÁNO A SCHVÁLENO PRO
ZAVEDENÍ DO PRAXE V EVROPSKÉ UNII**

Udělena Pečeť excelence Evropskou
komisí

Zahájena výroba rektální rourky
a urinárního katetru



V ČEM JE KATETR RIOCATH REVOLUČNÍ?



BEZ INFEKCE

Díky jedinečnému principu vybalování
trubičky zevnitř ven a žádnému posouvání
během zavádění je vyloučeno riziko
bakteriální kontaminace.



BEZ BOLESTI

Inovativní konstrukce minimalizuje bolest
při zavádění i při vyjímání katetru.



ŠETRNÁ APLIKACE

Tvar katetru se při zavádění snadno
adaptuje a přizpůsobuje anatomii
pacienta, což snižuje riziko mechanického
i jiného poškození.




VYRÁBÍME V ČESKU

INOVACE NEJEN VE ZDRAVOTNICTVÍ

REVOLUCE V MATERIÁLECH

PATENTOVANÁ EVERZIBILNÍ TRUBIČKA

Mechanismus RIOCATH je založen na postupném vybalování vnitřní vrstvy katetru, která na jeho vrcholu plynule přechází ve vrstvu vnější – tak, jak se katetr plynule vybaluje zevnitř ven, stejně jako u očí hlemýždě.



Testováno pro krátkodobé
i dlouhodobé využití



REVOLUCE V KOMPLETACI

AUTOMATIZOVANÁ ROBOTICKÁ VÝROBNÍ LINKA

Velmi významnou inovací je vyvinutá a v praxi ověřená výrobní linka.

Modularita a flexibilita tohoto systému umožňuje robotickou kompletaci bez dotyku lidské ruky.

Výroba je navíc ekonomicky efektivní i při výrobě malých a středních sérií různých typů zdravotnických prostředků.

Jedinečný systém vybalování
a sbalování pro zajištění sterility

Minimální chybovost a zmetkovitost
Bez dotyku lidské ruky, naprosto sterilní

*Vytvořeno člověkem,
certifikováno přírodou*

www.riocath.cz





RIOCATH

REVOLUČNÍ
ŘEŠENÍ
V MEDICÍNĚ

vaše investiční příležitost



staňte se součástí českého
revolučního řešení
s celosvětovým dosahem

INVESTUJTE S NÁMI

www.riocath.cz

REVOLUČNÍ
KATETRY
NOVÉ
GENERACE

Reversaly Inside-Out CATHeter