



RIOCATH

Vytvořeno člověkem,
certifikováno přírodou

Reversaly Inside-Out CATHeter

REVOLUČNÍ KATETRY NOVÉ GENERACE

**GLOBÁLNĚ PATENTOVANÁ
TECHNOLOGIE**

**CERTIFIKOVÁNO A SCHVÁLENO
PRO ZAVEDENÍ DO PRAXE
V EVROPSKÉ UNII**

**PATENTOVANÁ EVERZIBILNÍ
TRUBIČKA**



URINÁRNÍ KATETR RIOCATH

MECHANISMUS RIOCATH JE ZALOŽEN NA POSTUPNÉM VYBALOVÁNÍ VNITŘNÍ VRSTVY KATETRU, KTERÁ NA JEHO VRCHOLU PLYNULE PŘECHÁZÍ VE VRSTVU VNĚJŠÍ - TAK, JAK SE KATETR PLYNULE VYBALUJE ZE VNITŘI VEN, STEJNĚ JAKO U OČÍ HLEMÝŽDĚ.

V ČEM JE KATETR RIOCATH REVOLUČNÍ?



BEZ INFEKCE

Díky jedinečnému principu vybalování trubičky zevnitř ven a žádnému posouvání během zavádění je vyloučeno riziko bakteriální kontaminace.



BEZ BOLESTI

Inovativní konstrukce minimalizuje bolest při zavádění i při vyjímání katetru.



ŠETRNÁ APLIKACE

Tvar katetru se při zavádění snadno adapteje a přizpůsobuje anatomii pacienta, což snižuje riziko mechanického i jiného poškození.

www.riocath.cz

URINÁRNÍ KATETR RIOCATH

URINÁRNÍ KATETR RIOCATH - 16 FR

REF 02.01.300.01.30

délka výsuvu: 300 mm

počet v balení: 1 ks

URINÁRNÍ KATETR RIOCATH - 14 FR

REF 02.01.080.01.30

délka výsuvu: 80 mm

počet v balení: 1 ks




ev.č. : 00897460


r.č.v. : 058835

výrobce:

Riocath Medical Devices, a.s.
Podbabská 1112/13
160 00 Praha 6
Česká republika
www.riocath.cz



PATENTS AND CERTIFICATIONS



princíp RIOCATH



evropský patent
3290079



Patentováno v zemích: Spojené státy americké Čína Izrael Japonsko Korejská republika Singapur Austrálie Kanada Euroasie Albánie Rakousko Belgie Bulharsko Kypr Česko Německo Dánsko Estonsko Španělsko Finsko Francie Velká Británie Řecko Chorvatsko Maďarsko Švýcarsko Irsko Island Itálie Lichtenštejnsko Litva Lucembursko Lotyšsko Monako Makedonie Malta Nizozemsko Norsko Polsko Portugalsko Rumunsko Srbsko Švédsko Slovinsko Slovensko San Marino Turecko Spojené arabské emiráty Brazílie Egypt Indie Mexiko Saúdská Arábie